



Eurotrol

Your Global Reference Point for Quality Control

Plasma/Low Hb Control

(EN) Eurotrol Plasma/Low Hb Control

Intended purpose/Intended use

Eurotrol Plasma/Low Hb Control is an assayed hematology control intended for professional use in the verification of the precision and accuracy of the HemoCue® Plasma/Low Hb System.

IVD Medical Device

The Eurotrol Plasma/Low Hb Control complies with the IVD Medical Device Directive 98/79/EC and carries the CE mark. Eurotrol Plasma/Low Hb Control is for in vitro diagnostic use only.

Summary

Eurotrol Plasma/Low Hb Control is a quality control material with a known hemoglobin concentration. Eurotrol Plasma/Low Hb Control may be used in the periodic verification of the precision and accuracy of the HemoCue Plasma/Low Hb system. Please refer to local guidelines for recommended frequency of use.

Reagents

Eurotrol Plasma/Low Hb Control is produced at three physiologically relevant levels. Each vial containing 1.0 mL of purified bovine hemolysate.

Storage and stability

Eurotrol Plasma/Low Hb Control should be stored unopened in the refrigerator at 2-8 °C (36-46 °F). Stored unopened at this temperature it is guaranteed stable as indicated until the expiration date on the outer box. After opening the vial, it is stable for 30 days when properly recapped and stored at 2-8°C (36-46 °F) or at room temperature 15-30 °C (59-86 °F).

Procedures/instructions for use

- Allow the vial to stand for 15 minutes at room temperature 15-30 °C (59-86 °F).
 - Gently mix the vial 8-10 times or until a homogeneous solution is attained before sampling.
 - Do not fill the cuvette from the vial. Dispense a drop of the control material onto a hydrophobic surface, for example a plastic film. Fill the cuvette according to the manufacturer's instructions. Place the filled cuvette in the instrument for analysis within 60 seconds after filling.
 - Wipe any excess material from the vial and the cap with a clean tissue. Recap the vial.
 - If the control does not perform as expected, review the instructions for use of the instrument to see if the test was performed correctly. Check the expiration date and storage conditions for the control and the cuvettes. Repeat the test. If the control still does not perform as expected, contact technical assistance.
- Precautions**
- For in vitro diagnostic use only.
 - Caution: Eurotrol Plasma/Low Hb Control is an Animal Blood Product. Bovine based materials do not carry biohazards for man, such as Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Hepatitis C Virus (HCV) and Human Immunodeficiency Virus (HIV-1/HIV-2). This product is free from TSE.
 - It is good laboratory practice to follow the same precautions as with patient samples when handling or disposing vials.
 - This product should not be disposed of in general waste. Consult local environmental authorities for proper disposal.
 - Eurotrol Plasma/Low Hb Control is not to be used as a calibrator.

Expected results

The mean assay value provided on the enclosed assay sheet is derived from replicate analyses on factory calibrated HemoCue Plasma/Low Hb systems. The values are only valid on the HemoCue Plasma/Low Hb system. Results obtained should fall within the expected range specified for the control.

For further information or technical assistance, please contact Eurotrol B.V.:

Phone +31 318 695 777

Fax +31 318 695 770

E-mail office@eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, The Netherlands

ASSAYED CONTROLS FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE

(NL) Eurotrol Plasma/Low Hb Control

Toepassing

Eurotrol Plasma/Low Hb Control is een beproefd hemoglobine controlesmateriaal, voor gebruik bij het controleren van de nauwkeurigheid en de precisie van het HemoCue® Plasma/Low Hb systeem.

IVD Medicale Instrumenten

Eurotrol Plasma/Low Hb Control voldeed aan de IVD Richtlijn Medisch Instrumenten 98/79/EG en draagt het CE keurmerk. Eurotrol Plasma/Low Hb Control is uitsluitend bestemd voor in vitro diagnostisch gebruik.

Samenvatting

Eurotrol Plasma/Low Hb Control is een kwaliteitscontrole materiaal met een bekende hemoglobineconcentratie. Eurotrol Plasma/Low Hb Control is bedoeld voor de periodieke controle van de precisie en de nauwkeurigheid van het HemoCue Plasma/Low Hb systeem. Raadpleeg de plaatselijk geldende richtlijnen voor de aanbevolen gebruiksfrequentie.

Reagentia

Eurotrol Plasma/Low Hb Control is beschikbaar in drie fysiologisch relevante niveaus, elk flesje bevat 1.0 mL gezuiverd runder hemolysaat.

Bewaarstof

Eurotrol Plasma/Low Hb Control dient ongeopend te worden bewaard in de koelkast bij 2-8 °C. Ongeopend bewaard bij deze temperatuur, is het gegarandeerd stabiel tot de houdbaarheidsdatum,aangegeven op de buitenverpakking. Na het openen van het flesje is het gedurende 30 dagen stabiel, mits bewaard bij 2-8 °C of bij kamertemperatuur (15-30 °C).

Procedures

- Laat de verpakking 15 minuten staan om op kamertemperatuur te komen.
- Meng de verpakking voorzichtig 8 tot 10 keer voor gebruik.
- Vul de cuvette niet rechtstreeks uit het flesje. Breng een druppel controlesvleestof aan op een hydrofoob oppervlak, b.v. plasticfolie. Vul de cuvette volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Plaats de cuvette binnen 60 seconden in het instrument voor analyse.
- Veeg met een schone tissue overtijdelijk vleestof van de verpakking en de dop. Vervolgens de verpakking stevig sluiten.
- Indien de uitslag van de controle test niet volgens verwachting is, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing om te zien of de test correct is uitgevoerd. Controleer de houdbaarheidsdatum van de controlesvleestof en de cuvetten. Herhaal de test. Neem contact op met de plaatselijke leverancier, indien de controle test wederom niet volgens verwachting is.

Voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend bestemd voor in vitro diagnostisch gebruik.
- Waarschuwing: product op basis van runderbloed. Het bevat voor de mensgeen schadelijke stoffen zoals HBsAg, Hepatitis C virus (HCV) en HIV-1/HIV-2. Dit product is vrij van TSE.
- Het is een goed gebruik in laboratoria om dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het werken met afvoeren van controlesmateriaal, als bij patiënten-materiaal.
- Voorkom dat dit product in het algemeen afvalcircuit terecht komt. Volg de ter plaatse geldende regels voor verantwoorde afvalverwerking.
- Eurotrol Plasma/Low Hb Control kan niet worden gebruikt voor kalibratie.

Verwachte resultaten

De gemiddelde testwaarde zoals vermeld op de ingesloten bijlagen is gebaseerd op replicatieonderzoek van in de fabriek gekalibreerde HemoCue Plasma/Low Hb systemen. De testwaarden zijn alleen valide met betrekking tot het HemoCue Plasma/Low Hb systeem. De verkregen resultaten dienen binnen de te verwachten opgegeven waarden van de controlesvleestof te liggen.

Neem voor meer informatie contact op met Eurotrol B.V.:

Tel +31 318 695 777

Fax +31 318 695 770

E-mail office@eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Nederland

KWALITEITSCONTROLE MATERIALEN VOOR IN VITRO DIAGNOSTIEK

(DE) Eurotrol Plasma/Low Hb Control

Zweckbestimmung

Eurotrol Plasma/Low Hb Control ist eine geprüfte Hämoglobin-Kontrolle zum professionellen Gebrauch für die Überprüfung der Richtigkeit und Präzision des HemoCue® Plasma/Low Hb Systems.

IVD Medizingeräte

Eurotrol Plasma/Low Hb Control erfüllt die IVD Medizingeräte Richtlinie 98/79/EC und trägt das CE-Zeichen. Eurotrol Plasma/Low Hb Control ist ausschließlich für In-Vitro-Diagnostik zu verwenden.

Zusammenfassung

Eurotrol Plasma/Low Hb Control ist eine Qualitätskontrollmaterial mit bekannter Hämoglobin-Konzentration. Eurotrol Plasma/Low Hb Control wird zur regelmäßigen Überprüfung der Richtigkeit und Präzision des HemoCue® Plasma/Low Hb Systems eingesetzt. Bitte halten Sie sich an die lokalen Richtlinien bezüglich der Häufigkeit der Durchführung.

Reagenzien

Eurotrol Plasma/Low Hb Control ist in drei physiologisch relevanten Bereichen lieferbar. Jede Flasche enthält 1,0 mL gereinigtes Rinderhemolysat.

Lagerung und Stabilität

Eurotrol Plasma/Low Hb Control sollte ungeöffnet im Kühlenschrank bei 2-8 °C gelagert werden. Bei dieser Lagertemperatur wird die Stabilität der ungeöffneten Kontrolle bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum garantiert. Nach Öffnen der Flasche ist die Kontrolle bei 2-8 °C oder bei Raumtemperatur (15-30 °C) für 30 Tage stabil.

Vorgehensweise

1. Füllen Sie den Vial für 15 Minuten bei Raumtemperatur (15-30 °C) stehen lassen.
2. Ganz vor der Probenentnahme vorsichtig 8-10 mal mischen.
3. Kuvette nicht direkt aus der Flasche befüllen. Geben Sie einen Tropfen der Kontrolle auf die hydrophobe Oberfläche, z.B. einen Plastikfilm. Befüllen Sie die Kuvette, welche zugehörigen HemoCue Bedienungsanleitung beschreibt. Legen Sie die Kuvette innerhalb von 60 Sekunden nach der Befüllung in den Analysegerät ein.
4. Entfernen Sie jegliches überschüssige Material mit einem sauberen Tuch vom Flaschen- und Deckel. Verschließen Sie die Flaschen wieder fest.
5. Füllt die Kontrolle nicht wie erwartet auf, die Bedienungsanleitung erneut lesen, um zu überprüfen ob sie korrekt ausgeführt wurde. Das Haltbarkeitsdatum und die Lagerungsbedingungen der Kontrolle und der Kuvetten überprüfen. Den Test wiederholen. Falls die Kontrolle weiterhin nicht wie erwartet ausfällt die Bedienungsanleitung erneut.

Reagenzien

Eurotrol Plasma/Low Hb Control ist in drei physiologisch relevanten Bereichen lieferbar. Jede Flasche enthält 1,0 mL gereinigtes Rinderhemolysat.

Direktiv für in-vitro diagnostik, IVD

Eurotrol Plasma/Low Hb Control upptyper direktiv 98/79/EC om medicintekniska produkter för in-vitro diagnostik och CE-märkt. Eurotrol Plasma/Low Hb Control skall endast användas för in-vitro diagnostik.

Verwendete Värder

Kontrollens fastställda värde, är den anfört i det nedlagte skema, är uppnått ved gentagne analys på fabrikskalibrerede HemoCue Plasma/Low Hb systemer. Værdiene kan gælde for HemoCue Plasma/Low Hb systemet. Opnåede resultater skal ligge inden for det forventede område specificeret for kontrollen.

For yderligere information eller assistance kontakt Eurotrol B.V.:

Tel +31 318 695 777

Fax +31 318 695 770

E-mail office@eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Holland

Opbevaring og holdbarhed

Eurotrol Plasma/Low Hb Control skal opbevares uåbnet i koleskab ved 2-8 °C. Ved opbevaring i koleskab er ikke anbrude flasker holdbare indtil udledsdatoen, der er påtrykt påkningen. Efter anbrud er kontrollen holdbar 30 dage, når den er forsvarligt lukket og opbevares ved 2-8 °C eller ved stuemoderatur 15-30 °C.

Brugsanvisning

1. Lad dræbelskaben stå ved stuemoderatur i 15 minutter.
2. Vend forsigtigt dræbelskaben 8-10 gange før brug.
3. Fyld aldrig kuvetten direkte fra dræbelskaben. Afsæt en dråbe af kontrollen på ikke oversunde overflade, f.eks. plastfilm. Fyl kuvetten, som beskrevet i brugsanvisningen for det anvendte instrument. Placer kuvetten i instrumentet inden for 60 sekunder for analyse.

Opbevaring

Eurotrol Plasma/Low Hb Control opbevares uåbnet i kjeskeskab ved 2-8 °C. Løsningen er garantert holdbar til udlesdatoen angående på pakningen ved denne temperatur. Etter åpning er innholdet i flasken holdbar i 30 dager ved opbevaring ved 2-8 °C eller i romtemperatur (under 30 °C).

Sammendrag

Eurotrol Plasma/Low Hb Control er en kvalitetstest med en kontrol materiale med en kjent hemoglobinkoncentration. Eurotrol Plasma/Low Hb Control brukes til regelmessig kontroll på præcision og nødvendigheten af HemoCue Plasma/Low Hb system. Folg lokale retningslinjer hvor ofte kontrollen skal utføres.

Reagenser

Eurotrol Plasma/Low Hb Control er tilgjengelig i tre fysiologisk relevante niveauer, hvorfra én indeholder 1,0 mL renset bovin hemolysat.

Opbevaring og holdbarhet

Eurotrol Plasma/Low Hb Control oppbevares uåpnet i kjeskeskab ved 2-8 °C. Lesningen er garantert holdbar til udlesdatoen angående på pakningen ved denne temperatur. Etter åpning er innholdet i flasken holdbar i 30 dager ved opbevaring ved 2-8 °C eller i romtemperatur (under 30 °C).

Brugsanvisning

Eurotrol Plasma/Low Hb Control er tilgjengelig i tre fysiologisk relevante niveauer, hvorfra én indeholder 1,0 mL renset bovin hemolysat.

Opbevaring

Eurotrol Plasma/Low Hb Control opbevares uåpnet i kjeskeskab ved 2-8 °C. Løsningen er garantert holdbar til udlesdatoen angående på pakningen ved denne temperatur. Etter åpning er innholdet i flasken holdbar i 30 dager ved opbevaring ved 2-8 °C eller i romtemperatur (under 30 °C).

Brugsanvisning

Eurotrol Plasma/Low Hb Control er tilgjengelig i tre fysiologisk relevante niveauer, hvorfra én indeholder 1,0 mL renset bovin hemolysat.

Opbevaring

Eurotrol Plasma/Low Hb Control opbevares uåpnet i kjeskeskab ved 2-8 °C. Løsningen er garantert holdbar til udlesdatoen angående på pakningen ved denne temperatur. Etter åpning er innholdet i flasken holdbar i 30 dager ved opbevaring ved 2-8 °C eller i romtemperatur (under 30 °C).

Brugsanvisning

Eurotrol Plasma/Low Hb Control er tilgjengelig i tre fysiologisk relevante niveauer, hvorfra én indeholder 1,0 mL renset bovin hemolysat.

Opbevaring

Eurotrol Plasma/Low Hb Control opbevares uåpnet i kjeskeskab ved 2-8 °C. Løsningen er garantert holdbar til udlesdatoen angående på pakningen ved denne temperatur. Etter åpning er innholdet i flasken holdbar i 30 dager ved opbevaring ved 2-8 °C eller i romtemperatur (under 30 °C).

Brugsanvisning

Eurotrol Plasma/Low Hb Control er tilgjengelig i tre fysiologisk relevante niveauer, hvorfra én indeholder 1,0 mL renset bovin hemolysat.

Opbevaring

Eurotrol Plasma/Low Hb Control opbevares uåpnet i kjeskeskab

Eurotol Plasma/Low Hb Control

Destinazione d'uso

Eurotol Plasma/Low Hb Control è un controllo titolato di emoglobina per la verifica della precisione del sistema HemoCue® Plasma/Low Hb.

Direttiva sui dispositivi medici per la diagnostica in vitro

Eurotol Plasma/Low Hb Control è conforme alla direttiva 98/79/EC relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è munito del marchio CE.

Summary

Eurotol Plasma/Low Hb Control è un materiale di controllo di alta qualità disponibile in tre livelli, ciascuno con una concentrazione di emoglobina nota. Eurotol Plasma/Low Hb Control è destinato alla verifica periodica della precisione ed accuratezza del sistema HemoCue® Plasma/Low Hb. Fare riferimento alle normative locali per la frequenza d'uso raccomandata.

Reagenti

Eurotol Plasma/Low Hb Control fornisce tre livelli fisiologicamente rilevanti. Ciascuna fiala contiene 1.0 mL di emolizzato bovino purificato.

Stoccaggio e stabilità

Eurotol Plasma/Low Hb Control non aperto, deve essere conservato in frigorifero a 2-8 °C. Se conservato non aperto a tale temperatura, è garantito stabile fino alla data di scadenza indicata sulla confezione esterna. Dopo l'apertura della fiala, è stabile per 30 giorni a 2-8 °C o a temperatura ambiente (sotto 30 °C).

Procedure

1. Lasciare la fiala per 15 minuti a temperatura ambiente.

2. Mescolarla delicatamente.

3. Non riempire la cuvetta dalla fiala. Versare una goccia del materiale di controllo su una superficie idrofobica, ad esempio in vetro. Riempire la cuvetta seguendo le istruzioni riportate sul relativo manuale d'uso HemoCue. Inserire la cuvetta nello strumento ed eseguire l'analisi entro 60 secondi.

4. Rimuovere ogni eccesso di materiale dalla fiala e dal coperchio con una garza pulita. Richiudere con cura la fiala.

5. Se il controllo non dà gli esiti corretti, rivedere le istruzioni per l'uso per accertarsi che il test sia stato eseguito correttamente. Controllare la data di scadenza e di stabilità dei controlli e dei reagenti. Ripetere il test. Se il controllo continua a dare esiti negativi, si prega contattare il servizio di assistenza tecnica.

Precaccione

1. Prodotto destinato esclusivamente alla diagnostica in vitro.

2. Attenzione: Eurotol Plasma/Low Hb Control è un preparato derivato da sangue animale. I materiali a base di sangue bovino non presentano rischi biologici per l'uomo, e sono negativi per HbAsg, HCV e HIV (HIV-1/HIV-2). Il prodotto non presenta TSE.

3. È buona pratica di laboratorio seguire le stesse precauzioni per i campioni biologici nel maneggiare o smaltire le cuvette.

4. Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari. Per il corretto smaltimento, osservare le locali normative ambientali.

5. Eurotol Plasma/Low Hb Control non deve essere usato come calibratore.

Valori attesi

I valori medi illustrati nel foglietto allegato derivano da valori relativi su sistemi calibrati in fabbrica HemoCue. I valori di titolazione sono validi solo per i sistemi HemoCue Plasma/Low Hb.

Tel +31 318 695 777
Fax +31 318 695 770
E-mail office@eurotol.com

Eurotol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Olanda.

Eurotol Plasma/Low Hb Control

Epidemiologenos stóxos

O elektikis Plasma/Low Hb tis Eurotol einai enaðokouménos aymatologikos elektikis tis prosoptikai xriþtis ston elektikis tis akribias tis suðstmatos Plasma/Low Hb (xampliðeim aymosforfíris plásmatos) tis HemoCue®.

Iatrikis Sustikeus για IVD

O elektikis Plasma/Low Hb tis Eurotol sunfórfwntai mei ton Odigia 98/79/EE tis Euriptikis Enwesis atopi iatrikis Sunikeuvon IVD, fferai se to stíma CE. O elektikis Plasma/Low Hb tis Eurotol prosoptikai xriþtis kai ñanoussatiki xriþtis tis suðstmatos.

Antidraptoria

O elektikis Plasma/Low Hb tis Eurotol parapóetai se tria fysiologikai sketikai epítetika. Káðe fialidio perxei 1.0 mL kekkabármunó boseiu plásmatos me aymosforfíri (hemolysate).

Aptoiþkeusiai tis stadeþóptira

O elektikis Plasma/Low Hb tis Eurotol parapóetai se to stíma. O elektikis Plasma/Low Hb tis Eurotol parapóetai mei kai ñanoussatiki xriþtis sto tis suðstmatos.

Diadikatoseisðhýsis xriþtis

1. Aþfrotoi to fialidio na traþanei mei 15 leitpi a sthermokraia ñamatu (15-30°C).
2. Añanikifote mei prosopti to fialidio 8-10 foþres tivn tiv ñeigmoiologima.

3. Mññi ygejetei tñi kubeta ato to fialidio. Xoste mi aðgaua tñi ulikou elektikai pñnu sððoforiki epifera, gau tñi ñarðaþema pñna se mi plástikai meþbran. Gejstei tñi kubeta sððufar mei tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

4. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 5. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

6. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 7. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

8. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 9. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

10. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 11. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

12. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 13. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

14. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 15. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

16. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 17. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

18. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 19. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

20. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 21. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

22. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 23. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

24. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 25. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

26. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 27. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

28. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 29. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

30. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 31. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

32. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 33. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

34. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 35. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

36. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 37. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

38. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 39. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

40. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 41. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

42. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 43. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

44. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 45. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

46. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 47. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

48. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 49. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

50. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 51. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

52. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrðaþema ulikou ato to fialidio tñi kubeta ato to fialidio. 53. Ñtñi tñrðaþema tñi o elektikis den leitourei katá tñi ñanoussatiki, ñanrepti tñi ñðði tñi kubeta ato to fialidio. Þerjumete éna leitpi tivn tiv ñeigmoiologima tñi kubeta ato to fialidio.

54. Aþfrotoi oþkumetousi tñi tñrð